

## **Neues aus dem Zentrum für Labormedizin**

Bern, den 31.07.2020

### **Modifizierter Test für das hochsensitive Troponin T**


Am 03.08.2020 wechselt das Zentrum für Labormedizin den Test für hochsensitives Troponin T (Troponin-T-hs). Im Gegensatz zum alten wird der neue Test praktisch nicht mehr durch Einnahme von Biotin beeinflusst (Interferenzen). Die Vergleichbarkeit des neuen Tests mit dem Alten ist exzellent\*. Der orientierende cut-off bei Erwachsenen liegt weiterhin bei 14 ng/L<sup>†</sup>.

In besonderes kritischen Fällen und wenn Sie einen Einfluss des Testwechsels zwischen erster und zweiter Messung des Troponin-T-hs sicher ausschliessen wollen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen (031 632 2408).

Bei Unklarheiten oder Rückfragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.

Mit bestem Dank für Ihr Verständnis und freundlichen Grüsse,

Dr. C. Schild  
Fachbereichsleiter Klinische Chemie

  
PD Dr. M. Nagler  
Medizinische Leitung

---

\* sowohl vom Hersteller als auch in-house getestet

† 99. Perzentile eines normalen Referenzkollektivs

Literatur: ESC Guidelines 2015: European Heart Journal 2016;37:267–315